



白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H191203.1	○	検出せず	6.0	2019年12月4日(水)	2019年産玄米
H191203.2	○	検出せず	6.0	2019年12月4日(水)	2019年産玄米
H191203.3	○	検出せず	6.1	2019年12月4日(水)	2019年産玄米
H191203.4	○	検出せず	6.0	2019年12月4日(水)	2019年産玄米
H191203.5	○	検出せず	6.1	2019年12月4日(水)	2019年産玄米
H191203.6	○	検出せず	6.0	2019年12月4日(水)	2019年産玄米
H191210.1	○	検出せず	6.1	2019年12月11日(水)	2019年産玄米
H191210.2	○	検出せず	5.9	2019年12月11日(水)	2019年産玄米
H191210.3	○	検出せず	6.1	2019年12月11日(水)	2019年産玄米
H191210.4	○	検出せず	5.9	2019年12月11日(水)	2019年産玄米
H191210.5	○	検出せず	6.1	2019年12月12日(木)	2019年産玄米
H191210.6	○	検出せず	6.0	2019年12月12日(木)	2019年産玄米
H191210.7	○	検出せず	6.0	2019年12月12日(木)	2019年産玄米